

Отсоединяющийся принтер

Память на 100 измерений

Одновременное  
измерение 10 параметров

Температурная коррекция

Функция коррекции  
удельного веса

Пометки патологических  
результатов

POCKETCHEM™  
UA PU-4210

Портативный  
анализатор  
мочи



Работа становится проще

# POCKETCHEM UA PU-4210

Размером с ладонь (при отсоединении от принтера), анализатор легко переносится в докторской сумке или кармане халата.

Прибор весит 300г. и может работать на простых или аккумуляторных батареях (две щелочные батареи размера AA).



## Технические характеристики

Параметр	Значение
Принцип измерения	Рефракция. Моно и бихроматическое измерение (только для крови) тестовой полоски
Длины волн	565, 632, 755 нм
Тестовые полоски	AUTION STICKS
Реакционное время на полоску	60 сек
Скорость исследования	60 образцов в час
Функция коррекции	Автоматическая корректировка по калибровочному участку
Функция температурной коррекции	Автоматическая коррекция встроенным термостатом (10 - 30°C)
Функция коррекции удельного веса (S.G.)	Автоматическая коррекция по измеренным значениям pH
Выход на внешние устройства	RS-232C
Условия измерения	Температура: 10- 30°C Влажность: 20 - 80% относит. влажности
Объем памяти	100 измерений
Принтер	36-разрядный
Соединение с анализатором	Одинарное соединение (с простым замком-"защелкой")
Термобумага	58 мм
Источник энергии	две щелочные батареи размер AA (или AC адаптер)
Размеры	125 (ширина) x 150 (длина) x 45 (высота)
Вес	300г.

## Выполняемые тесты

Глюкоза	скрытая кровь
pH	кетоновые тела
лейкоциты	нитриты
удельный вес	мутность мочи
билирубин	окраска мочи
белок	уробилиноген



Регистрационное удостоверение МЗ РФ №2003/226



ЗАО «Фирма ГАЛЕН»  
Россия, 109044, г.Москва  
ул. Крутицкая, д. 17, стр. 8, 3 этаж  
Тел/Факс: (495) 925 5675  
e-mail: galen@galen.ru  
[www.galen.ru](http://www.galen.ru)