

ЦЕНТРИФУГИ серии AWEL MF48 и MF48-R



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Компактная конструкция
- Простота использования
- ЖК-дисплей
- Индукционный двигатель
- Моторизованное открытие крышки
- Широкий выбор принадлежностей
- Замена ротора без дополнительных инструментов (Smart Lock)
- Быстрое охлаждение (модель MF48-R)
- Индикация окончания работы (Smart Light)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MF48	MF48-R
Макс. скорость, об / мин	12 600	14 000
Макс. ускорение, g	17 990	21 030
Макс. вместимость: Бакет-ротор, мл Угловой ротор, мл	6 x 100 4 x 400	
Управление	Микропроцессорное	
Температурный диапазон, °C	-	от -20 до +40
Таймер	0 – 99 ч 59 мин, непрерывно	
Разгон / торможение	10 / 10	
Количество программ	10	
Размеры (Ш x Г x В), мм	420 x 526 x 305	420 x 762 x 305
Масса	50	70

ЦЕНТРИФУГИ серии AWEL MF48 и MF48-R

DOMEL



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Компактная конструкция
- Простота использования
- ЖК-дисплей
- Индукционный двигатель
- Моторизованное открытие крышки
- Широкий выбор принадлежностей
- Замена ротора без дополнительных инструментов (Smart Lock)
- Быстрое охлаждение (модель MF48-R)
- Индикация окончания работы (Smart Light)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MF48	MF48-R
Макс. скорость, об / мин	12 600	14 000
Макс. ускорение, g	17 990	21 030
Макс. вместимость: Бакет-ротор, мл Угловой ротор, мл	6 x 100 4 x 400	
Управление	Микропроцессорное	
Минимальная устанавливаемая температура, °C	-	-20
Таймер	0 – 99 ч 59 мин, непрерывно	
Разгон / торможение	10 / 10	
Количество программ	10	
Размеры (Ш x Г x В), мм	420 x 526 x 305	420 x 762 x 305
Масса	50	70



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ MF48 / MF48-R

БАКЕТ-РОТОРЫ



RS 4/400 - 424132

4 x 400 мл
Макс. ф x длина: ф 60 x 128 мм
4 500 об/мин / 3 830 g
Автоклавируемый

В 400 - 424133

Бакет-подвесы для ротора
Автоклавируемые

BL 400 - 409249

Крышки для подвесов



RM 2/6 - 424148

6 станд. или 2 глубоколун. планш.
Макс. размер планшетов:
ф 128 x 86 x 45 мм
4 100 об/мин / 2 390 g
Автоклавируемый

BM 6 - 424151

Держатели для микропланшет
Автоклавируемые

АДАПТЕРЫ ДЛЯ БАКЕТ-ПОДВЕСОВ В 400

Кат. номер	424134	424135	424136	424138	424139	424140	427869	424141	424142	424144	424143
Внеш. вид пробирки											
Объем пробирки, мл	1,5 / 2,0	1,0 – 7,0	1,0 – 7,0 (BD)	7 - 12	15	20 (CPT BD)	50 (конич.)	50 (конич. BD)	100 (круглод.)	150 (175)	250
Размер пробирок, Ø x длина, мм	11 x 38	13 x 75 13 x 100	13 x 75 13 x 100	16 x 100	17 x 120	16 x 125	30 x 115	30 x 115	53 x 130	61 x 118	60 x 128
Внеш. вид адаптера											
Кол-во мест в адаптере / роторе	13 / 52	14 / 56	15 / 60	12 / 48	7 / 28	5 / 20	3 / 12	4 / 16	1 / 4	1 / 4	1 / 4

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ



RA 24/2 – 424153 с крышкой

24 x 1,5 / 2,0 мл
Макс. ф x длина: 11 x 38 мм
MF48: 12 600 об / мин 17 040 g
MF48-R: 14 000 об / мин 21 030 g
Автоклавируемый



RA 10/10 – 424159 с крышкой

10 x 1 – 10 мл
Макс. ф x длина: 16 x 80 мм
MF48: 12 600 об / мин 17 040 g
MF48-R: 13 000 об / мин 18 140 g
Автоклавируемые



RA 6/100 - 424156

6 x 100 мл
Макс. ф x длина: 38 x 105 мм
MF48: 10 500 об / мин 12 820 g
MF48-R: 11 300 об / мин 14 840 g
Автоклавируемый



RA 30/2 – 424154 с крышкой

30 x 1,5 / 2,0 мл
Макс. ф x длина: 11 x 38 мм
MF48: 12 500 об / мин 17 990 g
MF48-R: 12 500 об / мин 17 990 g
Автоклавируемый



RA 8/50 - 424155

8 x 50 мл (конические)
Макс. ф x длина: 30 x 115 мм
MF48: 10 500 об / мин 12 940 g
MF48-R: 11 300 об / мин 14 990 g
Автоклавируемый



RA 32/15 - 473913

32 x 15 мл (конические)
Макс. ф x длина: 17 x 120 мм
MF48: 4 400 об / мин 2 600 g
MF48-R: 4 400 об / мин 3 030 g
Автоклавируемый

**DOMEL***We create motion*

Многофункциональная центрифуга серии AWEL модель MF20

Идеальный выбор для медицинских, промышленных и научных лабораторий. Широкий выбор принадлежностей позволяет адаптировать и применять центрифугу в лабораториях разных профилей



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Компактная конструкция
- Простота использования
- Светодиодный дисплей
- Индукционный двигатель
- Моторизованное открытие крышки
- Широкий выбор принадлежностей
- Регулируемая система разгона и торможения
- Возможность создания до 100 программ
- Автоматическое распознавание ротора
- Контроль дисбаланса


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. скорость, об / мин	15 000
Макс. ускорение, g	21 630
Макс. вместимость: Бакет-ротор, мл Угловой ротор, мл	4 x 200 6 x 50
Управление	Микропроцессорное
Количество доступных роторов	13
Таймер	10 сек – 99 мин 50 сек / непрерывное центрифугирование
Разгон / торможение	10 / 10
Количество программ	100
Размеры (Ш x Г x В), мм	405 x 500 x 325
Масса	29



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ MF20

БАКЕТ-РОТОРЫ



RS 4/200 - 383672

4 x 200 мл

Макс. ф x длина: ф 17 x 120, 30 x 115 мм

Макс. скорость: 4 400 об/мин

Макс. ускорение: 3 440 g

Автоклавируемый



В 200 - 424173

Бакет-подвесы для ротора

4 шт. / упак.

Автоклавируемые



BL 200 - 412627


Крышки для подвесов

4 шт. / упак.

АДАПТЕРЫ ДЛЯ БАКЕТ-ПОДВЕСОВ В 400

Кат. номер	424176	424177	424178	424180	424182	424175	424181	424174
Внеш. вид пробирки								
Объем пробирки, мл	5	5 - 7	5 - 7	10 - 12	30	50	10 - 12	15
Размер пробирок, Ø x длина, мм	13 x 75	13 x 75 13 x 100	13 x 75 13 x 100	16 x 75 16 x 100	24 x 100 25 x 110	30 x 115	16 x 100	17 x 120
Внеш. вид адаптера								
Кол-во мест в адаптере / роторе	12 / 48	6 / 24	7 / 28	6 / 24	1 / 4	1 / 4	7 / 28	3 / 12

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ



RA 24/2 – 375944 с биозащитной крышкой


24 x 1,5 / 2,0 мл

Макс. ф x длина: 11 x 38 мм

Макс. скорость: 15 000 об / мин

Макс. ускорение: 21 630 g

Автоклавируемые



RA 24/2 – 228442 с крышкой


24 x 1,5 / 2,0 мл

Макс. ф x длина: 11 x 38 мм

Макс. скорость: 15 000 об / мин

Макс. ускорение: 21 630 g

Автоклавируемые



RA 16/5 – 403055 с биозащитной крышкой


16 x 5 мл

Макс. ф x длина: 16,5 x 64 мм

Макс. скорость: 13 000 об / мин

Макс. ускорение: 18 520 g

Автоклавируемые



RA 30/2 – 228451 с крышкой


30 x 1,5 / 2,0 мл

Макс. ф x длина: 11 x 38 мм

Макс. скорость: 13 000 об / мин

Макс. ускорение: 18 520 g

Автоклавируемые



RA 30/15 - 424656

30 x 7 - 12 мл, 21(конич.) 15 мл,


(круглодонн.) x 15 мл

Макс. ф x длина: 17 x 120 мм

Макс. скорость: 4 400 об / мин

Макс. ускорение: 3 310 g

Автоклавируемый



RA 6/50 – 448914

6 x 50 мл, со вставками 6 x 15 мл

Макс. ф x длина: 30 x 115 мм


Макс. скорость: 4 400 об / мин

Макс. ускорение: 2 810 g

Автоклавируемый

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ MF20

БАКЕТ-РОТОРЫ



RS 4/100 - 450653

4 x 100 мл

Макс. ф x длина: ф 17 x 120, 44 x 100 мм

Макс. скорость: 4 400 об/мин

Макс. ускорение: 3 330 g

Автоклавируемый



B100 - 168721

Бакет-подвесы

Автоклавируемые

4 шт. / упак.



BL 100 - 168781

Бакет-подвесы с крышками

Крышки автоклавируемые

4 шт. / упак.



B 100 XL - 322022

Бакет-подвесы


Автоклавируемые

4 шт. / упак.

АДАПТЕРЫ ДЛЯ БАКЕТ-ПОДВЕСОВ B100

Кат. номер	168722	168722	168737	168724	168725	168725	168726	168723	168785	322015 для B100 XL
Внеш. вид пробирки										
Объем пробирки, мл	0,2; 0,5; 1,5; 2,0	5	5	25	50	50	100	10 – 12	15	5 - 7
Размер пробирок, Ø x длина, мм	6 x 18 8 x 30 11 x 38	12 x 75	12 x 75 13 x 100	24 x 100	30 x 115	36 x 100	44 x 100	16 x 100	17 x 120	13 x 75 13 x 100
Внеш. вид адаптера										
Кол-во мест в адаптере / роторе	12 / 48	12 / 48	7 / 28	2 / 8	1 / 4	1 / 4	1 / 4	6 / 24	2 / 8	12 / 48

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РОТОРЫ



RC 12 - 349771

Цитологический ротор


12 мест

Объем цитокамеры: 0,5 мл / 5,0 мл

Макс. скорость: 2 500 об / мин

Макс. ускорение: 870 g

Автоклавируемый



Принадлежности

для цитологического ротора



RM 2/3 – 270848

Ротор для микропланшетов

6 станд. / 2 глубоколун. планшет

Макс. Д x Ш x В: 128 x 86 x 45 мм

Макс. скорость: 3 000 об / мин

Макс. ускорение: 1 330 g

Автоклавируемый



BM 3– 168790

Держатели для микропланшетов

2 шт. / упак.

Автоклавируемые



RN 24 - 246701

Гематокритный ротор


24 капилляра

Макс. ф x длина: 1,6 x 75 мм

Макс. скорость: 13 000 об / мин

Макс. ускорение: 17 380 g

Автоклавируемый



RA 6/PCR – 273335

Ротор для ПЦР-стрипов

6 x 0,2 мл

Макс. скорость: 13 000 об / мин

Макс. ускорение: 17 380 g

Автоклавируемый

Многофункциональная центрифуга серии AWEL модель MF20-R

Настольная центрифуга с охлаждением MF20-R - идеальный выбор для медицинских, промышленных и научных лабораторий.

Широкий выбор принадлежностей позволяет адаптировать и применять центрифугу в лабораториях разных профилей



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Простота использования
- Светодиодный дисплей
- Индукционный двигатель
- Моторизованное открытие крышки
- Широкий выбор принадлежностей
- Регулируемая система разгона и торможения
- Возможность создания до 10 программ
- Автоматическое распознавание ротора
- Автоматическая система ограничения скорости
- Контроль дисбаланса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. скорость, об / мин	18 000
Макс. ускорение, g	31 151
Макс. вместимость: Бакет-ротор, мл Угловой ротор, мл	4 x 200 6 x 50
Минимальная устанавливаемая температура, °C	-9
Управление	Микропроцессорное
Количество доступных роторов	11
Таймер	1 сек – 99 мин 50 сек / непрерывное центрифугирование
Разгон / торможение	10 / 10
Количество программ	10
Размеры (Ш x Г x В), мм	650 x 545 x 350
Масса	79

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ MF20-R

БАКЕТ-РОТОРЫ



RS 4/200 - 383672

4 x 200 мл

Макс. ф x длина: ф 17 x 120, 30 x 115 мм

Макс. скорость: 4 400 об/мин

Макс. ускорение: 4 444 g

Автоклавируемый



B 200 - 424173

Бакет-подвесы для ротора

4 шт. / упак.

Автоклавируемые



BL 200 - 412627

Крышки для подвесов

4 шт. / упак.

АДАПТЕРЫ ДЛЯ БАКЕТ-ПОДВЕСОВ B 200

Кат. номер	424176	424177	424178	424180	424182	424175	424181	424174
Внеш. вид пробирки								
Объем пробирки, мл	5	5 - 7	5 - 7	10 - 12	30	50	10 - 12	15
Размер пробирок, Ø x длина, мм	13 x 75	13 x 75 13 x 100	13 x 75 13 x 100	16 x 75 16 x 100	24 x 100 25 x 110	30 x 115	16 x 100	17 x 120
Внеш. вид адаптера								
Кол-во мест в адаптере / роторе	12 / 48	6 / 24	7 / 28	6 / 24	1 / 4	1 / 4	7 / 28	3 / 12

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ



RA 24/2 – 375944 с биозащитной крышкой

24 x 1,5 / 2,0 мл

Макс. ф x длина: 11 x 38 мм

Макс. скорость: 18 000 об / мин

Макс. ускорение: 31 151 g

Автоклавируемые



RA 24/2 – 228442 с крышкой

24 x 1,5 / 2,0 мл

Макс. ф x длина: 11 x 38 мм

Макс. скорость: 18 000 об / мин

Макс. ускорение: 31 151 g

Автоклавируемые



RA 16/5 – 403055 с биозащитной крышкой

16 x 5 мл

Макс. ф x длина: 16,5 x 64 мм

Макс. скорость: 14 000 об / мин

Макс. ускорение: 21 474 g

Автоклавируемые



RA 30/2 – 228451 с крышкой

30 x 1,5 / 2,0 мл

Макс. ф x длина: 11 x 38 мм

Макс. скорость: 14 000 об / мин

Макс. ускорение: 21 474 g

Автоклавируемые



RA 30/15 - 424656

30 x 7 - 12 мл, 21 x 15 мл (конич.),

30 x 15 мл (круглодонн.)

Макс. ф x длина: 17 x 120 мм

Макс. скорость: 5 000 об / мин

Макс. ускорение: 4 276 g

Автоклавируемый



RA 30/12 - 424655

30 x 10 - 12 мл, 21 x 15 мл

Макс. ф x длина: 17 x 120 мм

Макс. скорость: 5 000 об / мин

Макс. ускорение: 3 913 g

Автоклавируемый



RA 6/PCR – 273335

Ротор для ПЦР-стрипов

6 x 0,2 мл

Макс. скорость: 14 000 об / мин

Макс. ускорение: 20 159 g

Автоклавируемый



RA 6/50 – 448914

6 x 50 мл, со вставками 6 x 15 мл

Макс. ф x длина: 30 x 115 мм


Макс. скорость: 5 000 об / мин

Макс. ускорение: 3 633 g

Автоклавируемый

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ MF20-R

БАКЕТ-РОТОРЫ



RS 4/100 - 450653

4 x 100 мл

Макс. ϕ x длина: ϕ 17 x 120, 44 x 100 мм

Макс. скорость: 5 000 об/мин

Макс. ускорение 4 304 g

Автоклавируемый



B100 - 168721

Бакет-подвесы

Автоклавируемые

4 шт. / упак.



BL 100 - 168781

Бакет-подвесы с крышками

4 шт. / упак.



B 100 XL - 322022

Бакет-подвесы


Автоклавируемые

4 шт. / упак.

АДАПТЕРЫ ДЛЯ БАКЕТ-ПОДВЕСОВ B100

Кат. номер	168722	168722	168737	168724	168725	168725	168726	168723	168785	322015 для B100 XL
Внеш. вид пробирки										
Объем пробирки, мл	0,2; 0,5; 1,5; 2,0	5	5	25	50	50	100	10 – 12	15	5 - 7
Размер пробирок, ϕ x длина, мм	6 x 18 8 x 30 11 x 38	12 x 75	12 x 75 13 x 100	24 x 100	30 x 115	36 x 100	44 x 100	16 x 100	17 x 120	13 x 75 13 x 100
Внеш. вид адаптера										
Кол-во мест в адаптере / роторе	12 / 48	12 / 48	7 / 28	2 / 8	1 / 4	1 / 4	1 / 4	6 / 24	2 / 8	12 / 48

РОТОР ДЛЯ МИКРОПЛАНШЕТОВ



RM 2/3 – 270848

Ротор для микропланшетов


6 станд. / 2 глубоколун. планшет

Макс. Д x Ш x В: 128 x 86 x 45 мм

Макс. скорость: 3 000 об / мин

Макс. ускорение: 1 328 g

Автоклавируемый



BM 3 - 168790

Подвесы

2 шт. / упак.

Автоклавируемые

Кат. номер	Стандартный	Глубоколуночный
Внеш. вид		
Размеры планшета (Д x Ш x В), мм	128 x 86 x 15	128 x 86 x 45
Количество планшетов на ротор, шт.	6	2



DOMEL

We create motion

ЦЕНТРИФУГИ серии AWEL C48 и C48-R



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Компактная конструкция
- Простота использования
- ЖК-дисплей
- Индукционный двигатель
- Моторизованное открытие крышки
- Широкий выбор принадлежностей
- Замена ротора без дополнительных инструментов (Smart Lock)
- Предварительное охлаждение (модель C48-R)
- Индикация окончания работы (Smart Light)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	C48	C48-R
Макс. скорость, об / мин	4 500	
Макс. ускорение, g	3 830	
Макс. вместимость, мл	4 x 400	
Управление	Микропроцессорное	
Минимальная устанавливаемая температура, °C	-	-20
Таймер	0 – 99 ч 59 мин	
Разгон / торможение	10 / 10	
Количество программ	10	
Размеры (Ш x Г x В), мм	420 x 526 x 305	420 x 762 x 305
Масса	50	70



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ C48 / C48-R

БАКЕТ-РОТОР




RS 4/400 - 424132
4 x 400 мл

Макс. ϕ x длина: ϕ 61 x 118, 53 x 130 мм

Макс. скорость: 4 500 об/мин
Макс. ускорение: 3 830 g
Автоклавируемый



B 400 - 424133
Бакет-подвесы для ротора
4 шт. / упак.
Автоклавируемые




BL 400 - 409249
Крышки для подвесов
4 шт. / упак.
Автоклавируемые

АДАПТЕРЫ ДЛЯ БАКЕТ-ПОДВЕСОВ B 400

Кат. номер	424134	424135	424136	424138	424139	424140	427869	424141	424142	424144	424143
Внеш. вид пробирки											
Объем пробирки, мл	1,5 / 2,0	1,0 – 7,0	1,0 – 7,0	7 - 12	15	20	50	50	100	150 (175)	250
Размер пробирок, ϕ x длина, мм	11 x 38	13 x 75 13 x 100	13 x 75 13 x 100	16 x 100	17 x 120	16 x 125	30 x 115	30 x 115	53 x 130	61 x 118	60 x 128
Внеш. вид адаптера											
Кол-во мест в адаптере / роторе	13 / 52	14 / 56	15 / 60	12 / 48	7 / 28	5 / 20	3 / 12	4 / 16	1 / 4	1 / 4	1 / 4


РОТОР ДЛЯ МИКРОПЛАНШЕТОВ



RM 2/6 - 424148
2 x 3 микропланшета

Макс. размеры планшета:
128 x 48 x 45 мм

Макс. скорость: 4 100 об/мин
Макс. ускорение: 2 390 g
Автоклавируемый



BM 6 - 424151
Подвесы
2 шт. / упак.
Автоклавируемые

Кат. номер	Стандартный	Глубоколоночный
Внеш. вид		
Размеры планшета (Д x Ш x В), мм	128 x 86 x 15	128 x 86 x 45
Количество планшето в роторе, шт.	6	2

ЦЕНТРИФУГИ серии AWEL CF108-R и CF108-GR




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокая производительность
- Настольная и напольная модели
- Эргономичный дизайн, легкая загрузка пробирок
- Простота использования
- Замена ротора без дополнительных инструментов (Smart Lock)
- Емкость 4 x 750 мл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Модель	CF108-R	CF108-GR
Макс. скорость, об / мин	4 500	
Макс. ускорение, g	4530	
Макс. вместимость, мл	4 x 750	
Управление	Микропроцессорное	
Минимальная устанавливаемая температура, °C	-	-20
Таймер	10 сек – 99 ч 59 мин, непрерывное центрифугирование	
Разгон / торможение	10 / 10	
Количество программ	10	
Размеры (Ш x Г x В), мм	744 x 671 x 323	536 x 671 x 893
Масса	112	149

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CF108-R / CF108-GR


БАКЕТ-РОТОРЫ



RS 4/750 - 424161
4 x 200 мл

Макс. ф x длина: ф 61 x 118, 53 x 130 мм


Макс. скорость: 4 500 об/мин
Макс. ускорение: 3 830 g
Автоклавируемый



B 750 - 424162
Бакет-подвесы для ротора
4 шт. / упак.
Автоклавируемые



BL 750 - 409269
Крышки для подвесов
4 шт. / упак.
Автоклавируемые



BM 750 - 424151
Держатели для микропланшетов
4 шт. / упак.
Автоклавируемые

АДАПТЕРЫ ДЛЯ БАКЕТ-ПОДВЕСОВ B 750

Кат. номер	424163	424164	424166	424167	424168	424543	424171	424169	424170	-
Внеш. вид пробирки										
Объем пробирки, мл	1,0 – 5,0	1,0 – 5,0	7 - 12	15	50	250	225	250	500	500
Размер пробирок, Ø x длина, мм	13 x 75 13 x 100	13 x 75 13 x 100	16 x 100	17 x 120	30 x 115	60 x 161	61 x 137	60 x 128	95 x 147	98 x 114
Внеш. вид адаптера										
Кол-во мест в адаптере / роторе	22 / 88	27 / 108	20 / 80	15 / 60	7 / 28	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4



Высокоскоростная центрифуга серии AWEL модель C20

Универсальная лабораторная центрифуга для медицинских, промышленных и научных лабораторий.

Встроенные функции обнаружения ошибок не позволяют пользователю вводить неверные значения и проверяют работу в целом.

Вы можете создать и сохранить до 100 различных программ. Центрифуга хранит в памяти последнюю запущенную программу в течение неограниченного времени, что позволяет перезапустить ее в любое время, даже если центрифуга была выключена во время работы.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прочная конструкция
- Тихая работа
- Бесщеточный привод
- Система автоматического распознавания ротора и ограничения скорости
- Микропроцессорное управление
- Регулируемые ускорение и торможение
- Сохранение до 100 программ
- Доступна комплектация с цитологическим ротором

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. скорость, об / мин	16 200
Макс. ускорение, g	25 230
Макс. вместимость: Угловой ротор, мл Бакет-ротор, мл	6 x 50 мл 6 x 12 мл
Управление	Микропроцессорное
Количество доступных роторов	11
Таймер	10 сек – 99 мин 50 сек / непрерывное центрифугирование
Разгон / торможение	10 / 10
Количество программ	100
Размеры (Ш x Г x В), мм	300 x 414 x 248
Масса	18



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ C20

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР



RS 6/12 - 335845
6 x 12 мл
Макс. ϕ x длина: ϕ 16 x 100 мм
Макс. скорость: 4 400 об/мин
Макс. ускорение: 2 580 g
Ротор и бакеты автоклавируются

ГЕМАТОКРИТНЫЙ РОТОР



RH 24 - 246701
24 капилляра
Макс. скорость: 14 000 об/мин
Макс. ускорение: 20 160 g
Автоклавируется

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ



RA 24/2 - 375944 с биозащитной крышкой
24 x 1,5 / 2,0 мл
Макс. ϕ x длина: 11 x 38 мм
Макс. скорость: 16 200 об / мин
Макс. ускорение: 25 230 g
Автоклавируются



RA 24/2 - 228442 с крышкой
24 x 1,5 / 2,0 мл
Макс. ϕ x длина: 11 x 38 мм
Макс. скорость: 16 200 об / мин
Макс. ускорение: 25 230 g
Автоклавируются



RA 16/5 - 403055 с биозащитной крышкой
16 x 5 мл
Макс. ϕ x длина: 15,6 x 60 мм
Макс. скорость: 14 000 об / мин
Макс. ускорение: 21 470 g
Автоклавируются



RA 30/2 - 228451 с крышкой
24 x 1,5 / 2,0 мл
Макс. ϕ x длина: 11 x 38 мм
Макс. скорость: 14 000 об / мин
Макс. ускорение: 21 470 g
Автоклавируются



RA 8/15 - 448909
8 x 15 мл
Макс. ϕ x длина: 17 x 120 мм
Макс. скорость: 6 000 об / мин
Макс. ускорение: 4 110 g
Автоклавируется



RA 12/12 - 448910
12 x 12 мл; 6 x 15 мл
Макс. ϕ x длина: 17 x 120 мм
Макс. скорость: 6 000 об / мин
Макс. ускорение: 4 270 g
Автоклавируется



RA 6/50 - 448912
6 x 50 мл, со вставками 6 x 15 мл
Макс. ϕ x длина: 30 x 115 мм
Макс. скорость: 6 000 об / мин
Макс. ускорение: 4 710 g
Автоклавируется



RA 6/PCR - 273335
48 x 0,2 мл
Макс. скорость: 14 000 об / мин
Макс. ускорение: 20 160 g
Автоклавируется

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ РОТОР



Цитологическая система	Описание	
Ротор	RC 8 - 349769 , 8 цитологических камер Макс. скорость: 2 500 об / мин Макс. ускорение: 610 g Автоклавируется	
Зажим для цитокамеры	JC390 - 312491 (4 шт. / упак.)	
Цитокамера	JC406 - 496090 (12 шт. / упак.) Многоразовая 0,5 мл. 1 поле, ϕ 6 мм	JC406 - 496090 (500 шт. / упак.) Одноразовая 0,5 мл. 1 поле, ϕ 6 мм с фильтр-картами
Фильтр-карты	JC407 - 484130 (200 шт. / упак.)	Не требуются
Предметные стекла	JC311 - 484136 (100 шт. / упак.)	



Высокоскоростная центрифуга серии AWEL модель C20-R

Универсальная лабораторная центрифуга с охлаждением для медицинских, промышленных и научных лабораторий.

Встроенные функции обнаружения ошибок не позволяют пользователю вводить неверные значения и проверяют работу в целом.

Вы можете создать и сохранить до 100 различных программ. Центрифуга хранит в памяти последнюю запущенную программу в течение неограниченного времени, что позволяет перезапустить ее в любое время, даже если центрифуга была выключена во время работы.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Эргономичный дизайн
- Удобный интерфейс
- Бесщеточный привод
- Удобная регулировка с помощью поворотной ручки
- Экологичный хладагент
- Регулируемое ускорение и торможение
- Сохранение до 100 программ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. скорость, об / мин	18 000
Макс. ускорение, g	31 150
Макс. вместимость: Угловой ротор, мл Бакет-ротор, мл	6 x 50 мл 6 x 12 мл
Управление	Микропроцессорное
Минимальная устанавливаемая температура, °C	-19
Таймер	10 сек – 99 мин 50 сек / непрерывное центрифугирование
Разгон / торможение	10 / 10
Количество программ	100
Размеры (Ш x Г x В), мм	360 x 675 x 288
Масса	50



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ C20-R

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БАКЕТ-РОТОР



RS 6/12 - 398241

6 x 12 мл

Макс. ϕ x длина: ϕ 16 x 100 мм

Макс. скорость: 4 400 об/мин

Макс. ускорение: 2 160 g

Ротор и бакеты автоклавируются

ГЕМАТОКРИТНЫЙ РОТОР



RH 24 - 246701

24 капилляра

Макс. ϕ x длина: ϕ 16 x 100 мм

Макс. скорость: 14 000 об/мин

Макс. ускорение: 20 160 g

Автоклавируется

РОТОР ДЛЯ МИКРОПЛАНШЕТОВ



RM 2/2 - 429192

2 x 2 микропланшета

Размеры микропланшета: 128 x 86 x 15 мм

Макс. скорость: 5 700 об/мин

Макс. ускорение: 3 000 g

Автоклавируется

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ



RA 24/2 – 375944 с биозащитной крышкой

24 x 1,5 / 2,0 мл

Макс. ϕ x длина: 11 x 38 мм

Макс. скорость: 18 000 об / мин

Макс. ускорение: 31 150 g

Автоклавируются



RA 24/2 – 228442 с крышкой

24 x 1,5 / 2,0 мл

Макс. ϕ x длина: 11 x 38 мм

Макс. скорость: 18 000 об / мин

Макс. ускорение: 31 150 g

Автоклавируются



RA 16/5 – 403055 с биозащитной крышкой

16 x 5 мл

Макс. ϕ x длина: 15,6 x 60 мм

Макс. скорость: 14 000 об / мин

Макс. ускорение: 21 450 g

Автоклавируются



RA 30/2 – 228451 с крышкой

24 x 1,5 / 2,0 мл

Макс. ϕ x длина: 11 x 38 мм

Макс. скорость: 14 000 об / мин

Макс. ускорение: 21 450 g

Автоклавируются



RA 8/15 - 448807

8 x 15 мл

Макс. ϕ x длина: 17 x 120 мм

Макс. скорость: 6 000 об / мин

Макс. ускорение: 4 020 g

Автоклавируется



RA 6/PCR – 273335

48 x 0,2 мл

Макс. скорость: 14 000 об / мин

Макс. ускорение: 20 160 g

Автоклавируется



RA 6/50 – 448806

6 x 50 мл, со вставками 6 x 15 мл

Макс. ϕ x длина: 30 x 115 мм

Макс. скорость: 6 000 об / мин

Макс. ускорение: 3 620 g

Автоклавируется



Настольная центрифуга серии AWEL модель C12

DOMEL
We create motion

Простая, эффективная центрифуга для небольших клинических лабораторий. С 8-местным ротором для пробирок объемом 5 – 15 мл. Незаменима для бесперебойной клинической работы.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Эргономичный дизайн
- Камера из нержавеющей стали
- Быстрая установка параметров
- Большой ЖК дисплей
- Угловой автоклавируемый ротор 8 x 15 мл



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. скорость, об / мин	6 000
Макс. ускорение, g	4 200
Макс. вместимость: Угловой ротор, мл	8 x 15 мл
Управление	Микропроцессорное
Таймер	10 сек – 99 мин 50 сек / непрерывное центрифугирование
Разгон / торможение	10 / 10
Количество программ	100
Размеры (Ш x Г x В), мм	280 x 370 x 226
Масса	13,9

